


# Dentapreg™ Broken Denture | Gebrochener Zahnersatz

English

Deutsch


1) Using wax, stick the broken parts of denture together, prepare the gypsum pad.

1) Kleben Sie die Prothesenfragmente mit Klebewachs zusammen und stellen Sie einen Gipschlüssel der Prothese her.



2) Break apart the denture held together by wax and grind down the edges of both parts.

2) Brechen Sie die Prothese wieder auseinander und schleifen Sie die Bruchstellen beider Teile an.




3) Reduce the thickness of the denture, prepare the canals for Dentapreg™ strips.

3) Reduzieren Sie die Prothese an den Bruchstücken und bereiten Sie Kanäle für die Dentapreg™ - Streifen vor.




4) Isolate the stone pad and measure the required length of the canal(s).\*

4) Isolieren Sie den Gipschlüssel und messen Sie die erforderliche Länge des Bruchkanals (der Bruchkanäle) ab.\*




5) Remove the strip from the blister and cut it with scissors to required length.\*\*\*

5) Nehmen Sie den Streifen aus dem Blister und schneiden Sie ihn mit einer Schere auf die erforderliche Länge.\*\*\*




6) Stick broken parts of denture with the dental resin usually used for denture repair.\*\*

6) Kleben Sie die gebrochenen Teile des Zahnersatzes mit Prothesen-Reparatur-Kunststoff.\*\*




7) Insert the strip(s) into the canals and light cure the strip(s) for 40 seconds.

7) Legen Sie den (die) Streifen in den (die) vorbereiteten Kanal (Kanäle). Härten Sie den Streifen für die Dauer von 40 Sekunden.



8) Cover the strip(s) with the resin used for denture repair.

8) Überziehen Sie den ausgehärteten Streifen mit Prothesen-Reparatur-Kunststoff.



9) According to the type of resin finish the repair of the denture and polish it.\*\*


9) Vollenden Sie die Restauration des Zahnersatzes entsprechend dem Typ des verwendeten Prothesen-Reparatur-Kunststoffs und polieren Sie.\*\*



\* Use dental wax, wedjets, dental floss etc.  
Zum Abmessen der erforderlichen Streifenlänge benutzt man Dentalwachs, Wedjets, Zahnseide usw.

\*\* Follow the manufacturer instructions.  
Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers.

\*\*\* Protect the rest of the strip against the light.  
Schützen Sie den nicht verbrauchten Streifen vor Licht.




# Dentapreg™ Zlomená náhrada | Protesi dentaria rotta

Česky

Italiano


1) Slepte voskem části protězy, připravte sádrovou podložku.

1) Attaccare le parti rotte della protesi una all'altra con la cera adesiva. Munirsi di un appoggio di gesso per la protesi.



2) Zlomte slepenou náhradu a zbrušte zlomenou hranu u obou částí.

2) Separare di nuovo le due parti della protesi e fresare gli orli di entrambe.




3) Redukujte tloušťku zubní náhrady, připravte kanálky pro umístění pásky Dentapreg™.

3) Ridurre lo spessore della protesi nella parte dove si intende mettere la striscia Dentapreg™. Preparare i canaletti per la striscia Dentapreg™.




4) Naisolujte sádrovou podložku a změřte požadovanou délku kanálku(ů).\*

4) Isolare l'appoggio di gesso sul quale si mettono entrambe le parti della protesi.\*




5) Vymějte pásek z blistru a ustříhnete ho na požadovanou délku.\*\*\*

5) Estrarre la striscia dal blister e tagliarne la lunghezza desiderata.\*\*\*



6) Slepte zlomené části zubní náhrady dentální pryskyřicí určenou pro opravy náhrad.\*\*

6) Riattaccare le parti rotte della protesi usando la resina per la preparazione o le riparazioni delle protesi dentarie.\*\*




7) Vložte pásek(y) do kanálku(ů) a vytvrďte ho(je) po dobu 40 sekund.

7) Immergere la striscia/le striscie nel canaletto preparato/nei canaletti preparati. Fotoindurre la striscia/le striscie per 40 secondi.



8) Přikryjte vytvrzený pásek(y) pryskyřicí určenou na opravy zubních náhrad.

8) Coprire la striscia fotopolimerizzata con la resina dentaria che si usa per la preparazione o le riparazioni delle protesi dentarie.



9) V závislosti na typu použité pryskyřice dokončete opravu náhrady a náhradu vyleštěte.\*\*

9) Polimerizzare la protesi seguendo le istruzioni per il tipo di resina usata. Lucidare la protesi riparata.\*\*



\* K měření délky pásky je možné použít dentální vosk, wedjets, zubní nit atd.  
Per misurare la lunghezza della striscia, utilizzare la cera dentaria, i cunei o il filo dentario ecc.

\*\* Postupujte dle doporučení výrobce.  
Secondo le istruzioni del produttore.

\*\*\* Nepoužitou část pásky chraňte před světlem.  
Proteggere la parte non utilizzata dalla luce.

