

# schülke -t



čistící potenciátor  
automatického reprocessingu nástrojů.  
CE zdravotnický prostředek

## thermosept® OXY

### Naše plusy:

- signifikantně lepší čištění v kombinaci s alkalickými prostředky, především s thermosept® RKF forte
- jednoznačná redukce následných manuálních čistících operací v důsledku úporných usazenin
- zlepšení vizuálního vzhledu nástrojů

### Aplikační oblasti

Mechanické čištění procesem OxiVario

### Způsob použití

#### V OxiVario cyklech:

0.5 % = 5 ml/l thermosept® RKF forte +

0.35 % = 3.5 ml thermosept® OXY

#### V OxiVario plus cyklech:

0.8 % = 8 ml/l thermosept® RKF forte +

0.7 % = 7 ml/l thermosept® OXY

Dávkování automaticky pumpami zabudovanými v mycích automatech.

**Nepoužívat na mosazné, chromované povrchy a anodizovaný hliník. Titanové materiály je potřeba nejdříve vyzkoušet z hlediska materiálové kompatibility**

### Produktová data

složení:	30 % peroxid vodíku
vzhled:	bezbarvá kapalina
hustota (20 °C):	cca. 1.11 g/cm <sup>3</sup>
pH hodnota:	< 3

### Značení dle směrnice ES

- Xn:** Zdraví škodlivý.  
**R22:** Zdraví škodlivý při požití.  
**R41:** Riziko vážného poškození očí.  
**S14:** Chraňte před lehké oxidujícími materiály.  
**S26:** Při zanešení do očí ihned vypláchněte velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře.  
**S28:** Při styku s pokožkou ihned omyjte velkým množstvím vody.  
**S37/39:** používejte ochranu očí/obličje a ochr rukavice.

### Speciální instrukce:

Doporučené skladování: 5 – 25 °C.  
Nepoužívat na anodizované nástroje.

### Expediční balení

	Art. Nr.
5 l	145 601

### Informace pro životní prostředí

schülke vyrábí produkty ekonomicky a dle nejnovějších technologií, chrání životní prostředí šetrnou výrobou při zachování vysokých standardů kvality.

### Odkazy a reference

Navštivte naše webové stránky, kde jdou kompletní informace literatura/report o thermosept® OXY: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Specifické dotazy:

product/user helpline on: +49 (0)40-521 00-666

Producer: Bioxal



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Nora, a.s. -distributor ČR  
Jankovcova 2 (TOKOVO)  
Praha 7  
tel: +420 266 78 29 29  
Fax +420 26678 29 92  
[nora@nora-as.cz](mailto:nora@nora-as.cz)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Austria  
Phone +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0  
Fax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)